





CURSO PRESENCIAL

Toma de muestra sanguínea

Modalidad: **Teórico-Práctico**

Duración total: **4 horas**

Objetivo

Que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades básicas para realizar una toma de muestra sanguínea segura, eficiente y correcta, respetando los principios de bioseguridad y calidad

Parte Teórica	12:00 horas (Duración 2 hrs.)
Fundamentos Anatómicos	Anatomía de las venas, arterias y capilares Sitios comunes de punción venosa Diferencias entre muestra venosa, arterial y capilar
Aspectos preanalíticos	Solicitud de estudios de laboratorio: interpretación y validación. Diferencias entre muestra venosa, arterial y capilar
Materiales y equipos	Tipos de tubos: color, contenido, función y caducidad Composición: anticoagulantes y activadores de coagulación Calibre de agujas y elección según el tipo de paciente
Bioseguridad y trazabilidad	Técnicas de asepsia en el sitio de punción Etiquetado correcto de las muestras Manejo de residuos y material punzocortante



TAQ Laboratorio

Teléfono +52 222 185 8718.
Web: www.taqlaboratorio.com
Ubicación: 93 Oriente 1411-1, Col. Granjas San Isidro, CP 72587, Puebla, Pue.

Coffee Break	14:00 horas
Parte Práctica	15:00 horas (Duración 2 hrs.)
Demostración guiada	Revisión del material Identificación del sitio de punción Preparación del paciente
Práctica supervisada entre pares	Punción capilar Punción venosa Punción en venas difíciles
Retroalimentación y cierre	Análisis de errores comunes Preguntas y respuestas Evaluación de competencias

PROCESO DE REGISTRO



REALIZA TU PAGO

Transferencia electrónica (SPEI) a la siguiente CLABE interbancaria:
012 180 027481497123 de BBVA a nombre de Miriam Lizette Camacho Chico

ENVÍA TU COMPROBANTE

Remite la constancia de pago al correo **taq.laboratorio.vet@gmail.com** o por Whatsapp al **+52 2221858718** y recibirás un formulario de registro para tus datos de contacto y datos fiscales

INTEGRACIÓN AL CURSO

Te añadiremos al grupo de WhatsApp del curso, donde recibirás avisos y apoyo directo.



TAQ Laboratorio

Teléfono +52 222 185 8718.
 Web: www.taqlaboratorio.com
 Ubicación: 93 Oriente 1411-1, Col. Granjas San Isidro, CP 72587, Puebla, Pue.